

Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

Einsatz für Zerfallszeittester Typ ST 35

Basket apparatus for Disintegration Tester type ST 35

Für den Prüfkorb des Zerfallszeittesters vom Typ ST 35 bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der EP 10th Edition (Kapitel 2.9.2).

For the basket apparatus of our disintegration tester, type ST 35, we declare in our sole responsibility the conformity with the EP 10th Edition (Chapter 2.9.2).

Material:	1.4571 [Ⓞ]
Material:	
Außendurchmesser:	50 mm
Outside diameter:	
Distanz der Halteplatten:	30 mm
Distance between holder plates:	
Lochdurchmesser:	4 mm
Hole diameter :	
Innerer Lochkreisdurchmesser:	12 mm
Inner hole circle diameter:	
Mittlerer Lochkreisdurchmesser:	24 mm
Middle hole circle diameter:	
Äußerer Lochkreisdurchmesser:	36 mm
Outer hole circle diameter:	



Langen, 2020-04-14

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -

[Ⓞ] German stainless steel according to EN 10027-2,
similar to AISI/SAE 316ti