

## Konformitätserklärung

Certificate of Compliance


### Schwimmdüse für Zerfallzeittester nach USP/EP

Disc for disintegration tester according to USP/EP

---

Material:	PMMA oder ABS mit zusätzlichem Magnetkern
Material:	PMMA or ABS with magnetic inlay
Gewicht/ Relative Dichte:	13,0 ±0,2 g <sup>①</sup> / 1,18 - 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Weight/ Relative density:	
Außendurchmesser:	31,4 ±0,13 mm
Outside diameter:	
Bohrungsdurchmesser:	3,15 ± 0,1 mm
Hole diameter:	
Lochkreisradius:	4,2 ± 0,05 mm
Hole distance from center:	
Dicke:	15,3 ± 0,15mm
Thickness:	

---



---

**Prüfkorb:** siehe separate Konformitätserklärung  
**Basket rack:** see separate Declaration of Conformity

---

Für die Schwimmdüse unserer Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, Dietary Supplements Chapter <2040> und der EP 10<sup>th</sup> Edition (Kapitel 2.9.1, Apparatur B).

For the disc of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the 9<sup>th</sup>USP42, Dietary Supplements Chapter <2040> and the EP 10<sup>th</sup> Edition (Chapter 2.9.1, apparatus B).

---

Langen, 2020-04-16

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -

---

① Entspricht einer mittleren Dichte der gesamten Schwimmdüse zwischen 1,18 bis 1,20 g/cm<sup>3</sup>.  
Corresponds to the relative density of the disc in total between 1,18 to 1.20 g/cm<sup>3</sup>.